

## Hoe onderhoud ik een borst prothese?

- Dagelijks met de hand in lauwwarm water met milde zeep wassen zonder crème substantie.
- Droog de prothese af met zacht doek.
- Prothese met microvezeldoek deze op de handdoek laten drogen.
- Bewaarde prothese in de meegeleverde verpakking. Ook tussen de draag momenten door .
- Chloor en zout tasten de prothese niet aan. Verkleuring kan voorkomen dit heeft geen invloed op de kwaliteit en de functie van de prothese.
- Prothese is niet geschikt voor wasmachine of wasdroger.
- Niet wringen of uitknijpen.
- Gebruik geen borstels of wasmiddelen die oplosmiddelen bevatten.
- Zwavel in hoge concentraties is schadelijk voor protheses( voorbeeld warm waterbronnen, medicatie zoals crème).
- Prothese kan niet tegen puntige of scherpe voorwerpen zoals veiligheidspelden, sieraden, scharen, nagels van mens of dier deze kunnen de folie van de prothese beschadigen deze is niet meer te repareren.
- Draag de prothese niet voordat het litteken dicht is.